

Anno 1° — 1.º de Setembro 1906

N.º 1

Arquivos do

30465

Instituto de Manguinhos

Director

Dr. Oswaldo Cruz

Commissão de Redacção

Dr. F. de Vasconcellos

Dr. R. Lima

Dr. C. Fontes

Dr. H. Aragão

Dr. A. Godoy

Summario do n.º. 1

Genero Anophelina, O. Cruz	Pag.	1
Spirillose pelos percevejos, F. Vasconcellos		2
Curso de bacteriologia, R. Lima	"	3
Pyroplasmose e equina, H. Aragão	"	4
→ Contagem b. de Koch, C. Fontes	"	5
Agglutinação, A. Godoy.	"	6
Mansonia Lutzii, C. Chagas.	"	7
Da Dermatobia noxialis, A. Neiva.	"	8
Morphologia C. Symptomatico, G. Faria.	"	9
Treponema Pallidum, R. Magalhães.	"	10
Epizootia Carbunculosa, Aben-Athar	"	11
Typho-Coli, A. Vasconcellos	"	12
As tuberculinas, P. Horta.	"	13
Micrococcus Z. E. Marques	"	14
Carbunculo Aben-Athar, A. Backer.	"	15
Dendromyia m. Albi-pes, A. Peryassú.	"	16

23 9 1975

100

Methodo pratico para a contagem dos bacillos
de Koch nos escarros tuberculosos.

por A. Fontes.

Tomam-se 5cc de escarro, junta-se 15cc e tantas gottas da soluçãõ de soda caustica a 30% quanto basta para a homogenisaçãõ perfeita; geralmente bastam 6 gottas da referida soluçãõ. Aquece-se a 100 em B.M. durante alguns minutos. Junta-se mais 15cc d'agua e aquece-se de novo a 100 durante alguns instantes. Durante a homogenisaçãõ deve-se agitar com um bastãõ docemente a emulsãõ.

Toma-se uma gotta da emulsãõ feita e estende-se em lamina em camada delgada do mesmo modo que se estende sangue. Secca-se. Fixa-se e córa-se para a pesquisa dos bacillos de Koch.

Contam-se 100 campos e tira-se a média.